







	Surveillance et prévention du risque infectieux	Référence	SPI FT 23.01
	<b>FRICTION HYGIENIQUE DES MAINS AVEC SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE</b>	Page	1/1
		Version	B
		Création	16/10/2008
		Validation CLIN	07/11/2013

<b>BUT</b>	Eliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente	
<b>ACTION</b>	Mécanique et chimique	
<b>DUREE</b>	30 secondes	
<b>PRODUIT</b>	Solution Hydro Alcoolique = SHA	
<b>INDICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A l'entrée et à la sortie de la chambre du patient</li> <li>- Avant et après tout soin, geste de la vie courante, tout geste invasif ou soin technique aseptique</li> <li>- Entre deux soins chez le même patient</li> <li>- avant et après la pose des gants</li> <li>- après le retrait de masque</li> </ul>	

QUI ?	FAIT QUOI ?	COMMENT ?
<p><b>Tout le personnel soignant :</b></p> <p>Médecins Paramédicaux Sages-femmes Aides ménagères Auxiliaires de vie</p> <p><b>+</b></p> <p><b>Patient et membres de l'entourage en cas d'isolement infectieux</b></p>	<div style="text-align: center;"> <p><b>Mains « visuellement propres » et sèches</b></p> <p>↓</p> <p><b>Prendre 2 doses de SHA dans le creux de la main</b></p> <p>↓</p> <p><b>Se frictionner les mains pendant 30 secondes</b></p> <p>↓</p> <p><b>Respecter les 6 étapes :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paume contre paume</li> <li>2. Paumes sur le dos de la main (pour chaque main)</li> <li>3. Doigts enlacés</li> <li>4. Paumes et doigts</li> <li>5. Autour des pouces</li> <li>6. En massant les ongles</li> </ol> <p>↓</p> <p><b>Respecter le temps d'action</b> <b>Assurer un séchage complet des mains</b></p> <p>↓</p> <p><b>Elimination de la flore transitoire</b> <b>Réduction de la flore résidente</b> <b>Mains prêtes pour un geste aseptique</b></p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>3ML } 2 doses = 2 pressions</p> <p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p>  <p>4</p>  <p>5</p>  <p>6</p>  </div>